

Corona Test Prescription & Consultation Release WebApp 3.4.0

RELEASE NOTE

Date	Author, department and contact details	For	Copy to	Comments
01/06/2021	David JACQUET CovidPcrTestPrescription@smals.be	Click here to enter text.	Click here to enter text.	Click here to enter text.

TABLE OF CONTENTS

1.	RELEASE	3
2.	UPDATED FEATURES.....	3
2.1.	CT value displayed.....	3
3.	NEW FEATURES.....	5
3.1.	(Re)Send SMS.....	5

1. Release

RELEASE NUMBER	3.4.0	
TYPE		
APPLICATION	Corona Test Prescription & Consultation	WebApp
VERSION		
DATE ACCEPTATION	03/06/2021	
DATE PRODUCTION	07/06/2021	

API Documentation


- ACC : <https://portal-acpt.api.ehealth.fgov.be/>
- PROD : <https://portal.api.ehealth.fgov.be/>

2. Updated features

2.1. CT value displayed

2.1.1. Dashboard

The CT value will now be displayed in the dashboard when available.



Dashboard

Ces informations sont limitées à 14 jours dans le passé

Mes patients Patients de Schatjeseiland Mes exports CSV

Filtres

Nom	Prénom	N° registre national	Demande(s) de prescription ↓	Date d'échantillonnage	Demande d'analyse	Date d'exécution du test	
			28 mai 2021	-	28 mai 2021	-	Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Pas concluant Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Positif 1 Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Positif 2 Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Positif 3 Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Positif 4 Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Positif 5 Détails
			27 mai 2021	-	-	30 mai 2021	Positif Détails

Valeur CT : **1** Traces **2** Faiblement positif **3** Modérément positif **4** Fortement positif **5** Très fortement positif

Items per page: 10 1 - 8 of 8

A color scale and numbering system has been added to easily see the CT value.

When the CT value isn't available, the same red as before will be displayed (see last row in the printscreen).

A legend has been added to specify the meaning of each color/value.

2.1.2. CSV export

The CT value is also displayed in the CSV export when available.

I	J	K
Test result date	Test result	Test result CT value
30/05/2021	Positive	Not yet available
30/05/2021	Positive	Very high positive
30/05/2021	Positive	High positive
30/05/2021	Positive	Moderate positive
30/05/2021	Positive	Weakly positive
30/05/2021	Positive	Traces
30/05/2021	Negative	Not yet available
Not yet available	Not yet available	Not yet available

Translations:


EN	FR	NL	DE
Very high positive	Très fortement positif	Zeer sterk positief	Sehr stark positiv
High positive	Fortement positif	Sterk positief	Stark positiv
Moderate positive	Modérément positif	Gematigd positief	mäßig positiv
Weakly positive	Faiblement positif	Zwak positief	Schwach positiv
Traces	Traces	Sporen	Spuren

3. New features

3.1. (Re)Send SMS

It is now possible to (re)send the SMS to a phone number.

In the details view, a new button is available to (re)send the SMS:



The prescriber can then either select one of the phone number(s) already linked to the CTPC code or use another phone number:



The content of the SMS will be the same as before:

Corona test prescription code: 1234 5678 9abc def0
Voor/Pour/Für : David J
Test vanaf/à partir de/ausgehend von : 11/02/2021

Bewaar deze SMS.
Conservez ce SMS.
Bewahren Sie diese SMS auf.